



FLÄCHEN-
REINIGUNGSMITTEL

Blanisol® Alkoholreiniger

Alkoholreiniger-Schonkonzentrat für Flächen



Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Blanisol® Alkoholreiniger
Konzentrat

Zur gewerblichen Verwendung

INHALTSSTOFFE

Unter 5% anionischer Tenside, Alkohol, und Duftstoffe

ANWENDUNGSGEBIETE

Ein Alkoholreiniger-Schonkonzentrat (in empfohlener Dosierung, siehe Anwendung) für alle wasserunempfindlichen Oberflächen, z. B. aus Kunststoff, Glas, Keramik, Emaille, Edelstahl usw.

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Bei normaler Verschmutzung 80-150 ml Blanisol® Alkoholreiniger auf 10 Liter möglichst handwarmes Wasser geben. Flächen feucht streifenfrei sauberwischen. Nachwischen oder Nachspülen nicht notwendig. Bei starker Verschmutzung konzentrierter anwenden und eventuell nachwischen.

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern.
- Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Augenreizung.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Schutzhandschuhe tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

EIGENSCHAFTEN

Blanisol® Alkoholreiniger reinigt streifenfrei, wirkt schnell und schonend mit hervorragendem Klartrockeneffekt. Bringt strahlende Sauberkeit, wunderbaren Glanz und einen frischen Duft.

BESONDERE HINWEISE

Das Produkt entspricht der neuesten Ausführung des Waschmittelgesetzes und ist unter der Nr. 05783036 beim Umweltbundesamt registriert.

a) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch: Sollte das Präparat Blanisol® Alkoholreiniger in Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen etc.) gekommen sein, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.

Als Sofortmaßnahme wird die Verdünnung des Präparates empfohlen: Bei oraler Einnahme reichlich Wasser trinken, bei Kontakt mit den Augen reichlich mit Wasser spülen.

b) Blanisol® Alkoholreiniger sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Gebrauchsinformation lesen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

12 x 1 Liter-Flaschen

Art.-Nr. 0301

2 x 5 Liter-Kanister

Art.-Nr. 0309

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir rufen sofort zurück.

030 - 77 99 2-0



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG

Dorfstr. 26a, 5210 Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14
www.lysoform.ch