










Desinfektionsplan



REINE SEITE

Desinfektionsbereich	Präparat	Zubereitung	Anwendung	Häufigkeit	
 Hände desinfizieren, hygienisch	AHD 2000[®] ausreichende Menge mind. 30 sek	gebrauchsfertig aus dem Wandspender	die trockenen Hände vollständig benetzen, Präparat gut einreiben, während der Einwirkzeit die Hände feucht halten	bei Betreten und Verlassen des Arbeitsplatzes und besonders nach Verlassen der Toilette	
	waschen	Wasa[®] 2000 Majola[®]	gebrauchsfertig aus dem Wandspender	auf die feuchte Haut geben und waschen	vor und nach den Mahlzeiten, nach dem Toilettenbesuch, nach Schmutzarbeiten
	Hautschutz sensitiv	Majola[®]-H5-Creme	gebrauchsfertig aus dem Wandspender	auf die trockene Haut gut einmassieren	nach dem Händewaschen zwischendurch bei Bedarf
 Wäsche- und Transportwagen	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	feucht auswischen	täglich und bei Bedarf	
	Wannen	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	nass auswischen	täglich und bei Bedarf
 Waschmaschine Einzelmaschine - nicht in Trennwand - in Trennwand	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	Desinfektion der Entladeseite	täglich zum Betriebsende	
		Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	Desinfektion der Entladeseite	einmal täglich
Waschstraße	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	Desinfektion der Entladeseite und der Tanks	täglich zum Betriebsende	
Entwässerungspresse	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	Desinfektion	täglich zum Betriebsende	
Transportbänder	Fugaten[®]-Spray max. 50 ml/m ² - 1 min.	gebrauchsfertig	sprühen aus ca. 30 cm Abstand auf trockene Flächen	täglich zum Betriebsende	
Legetische, Regale	Fugaten[®]-Spray max. 50 ml/m ² - 1 min.	gebrauchsfertig	sprühen aus ca. 30 cm Abstand auf trockene Flächen	täglich zum Betriebsende	
 Schutzkleidung			anlegen bzw. wechseln	bei Wechsel zwischen unreiner und reiner Seite	
	Berufskleidung			im Betrieb belassen	täglich zum Betriebsende
 Toiletten und Toilettensitz	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	nass bzw. feucht abwischen	täglich und bei Bedarf	
 Waschbecken	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	desinfizieren und reinigen	täglich	
Fußboden	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	nass wischen	täglich und bei Bedarf	
Tische	Fugaten[®]-Spray max. 50 ml/m ² - 1 min.	gebrauchsfertig	sprühen aus ca. 30 cm Abstand auf gereinigte trockene Flächen	täglich nach Betriebsende	
 Arbeitsfläche Maschinen	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	feucht abwischen	täglich	
 Reinigungsgeräte	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	desinfizieren, reinigen	nach Gebrauch; mind. 1x täglich	
 Abfallsammler	Lysoformin[®] spezial 0,5 % - 1 h	40 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser	feucht wischen	täglich	

It. TRBA 250 sind beim Umgang mit Flächen- und Instrumentendesinfektionsmitteln geeignete Schutzhandschuhe zu tragen!

AHD 2000[®]: 100g Lösung enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 79,9 g Ethanol 96 %;
Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Macrogolglycerolcoate, Geruchsstoffe, Milchsäure, Gereinigtes Wasser.
Besondere Hinweise: Äußerlich unverdünnt anwenden! Leichtentzündlich!
Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion, Haut-Desinfektion, Zul.-Nr. 6339804.00.00
Arzneimittel nicht über-25°C, nicht in der Nähe von Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Die Präparate sollen gem. Arzneimittelgesetz nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Es gilt die Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe
„Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitsdienst und in der
Wohlfahrtspflege (TRBA 250).“

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin, Tel.: (030) 77 99 2-0 www.lysoform.de
Kundenbetreuung

(Unterschrift des Hygieneverantwortlichen)
Stand: 04/2020

Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik anzupassen
Dieser Plan behält unabhängig vom Erstellungsdatum bis auf Widerruf des Hygieneverantwortlichen seine Gültigkeit.