

# Desinfektionsplan



Musterkunde GmbH, 12345 Musterhausen

Desinfektionsbereich	Präparat	Zubereitung	Anwendung	Häufigkeit	Wer
Hände desinfizieren, hygienisch	AHD 2000® ACO-derm sensitive mind. 3 ml, 30 sek. Hospisept® mind. 3 ml, 30 sek.	gebrauchsfertig	die trockenen Hände vollständig benetzen, Präparat gut einreiben, während der Einwirkzeit die Hände feucht halten	vor und nach jeder Verrichtung	alle Mitarbeiter/innen
Hände waschen	Wasa®-Soft ACO-san sensitive  Wasa® 2000	gebrauchsfertig	auf die feuchte Haut geben und waschen	nach dem Toilettenbesuch; nach Schmutzarbeiten	alle Mitarbeiter/innen
Händepflege und Hautregeneration	Luphenil®	gebrauchsfertig	auf trockenen Händen gut verreiben	vor längeren Pausen, nach Arbeitsende	alle Mitarbeiter/innen
Hände Hautschutz	Majola®-H5-Creme	gebrauchsfertig	auf trockenen Händen gut verreiben	vor der Arbeit, nach dem Händewaschen, bei Bedarf	alle Mitarbeiter/innen
	ACO-care sensitive	gebrauchsfertig	auf trockenen Händen gut verreiben	vor der Arbeit, nach dem Händewaschen, zwischendurch bei Bedarf	alle Mitarbeiter/innen
Haut	AHD 2000® mind. 15 sek.	gebrauchsfertig	aufsprühen, vollständig benetzen, verreiben und die Haut während der Einwirkzeit feucht halten	vor jeder Injektion lt. Krankenhausrichtlinie	Pflegepersonal
Instrumente Thermometer, Schläuche	Almyrol 0,5 % - 1 h	5 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser	einlegen, Behälter abdecken; nach der Einwirkzeit mit Wasser nachspülen	sofort nach Gebrauch	Pflegepersonal
Blutdruckmanschetten, Stethoskope	Fugaten® 1 min.	gebrauchsfertig	getränktes Tuch aus Soft-Vlies-Eimer entnehmen und wischen	nach Gebrauch	Pflegepersonal
Pflege- bzw. Verband- und Wäschewagen	Lysoformin® spezial 0,5 % - 1 h	siehe Dosiertabelle	wischen, desinfizierend reinigen	wöchentlich	Pflegepersonal
	Fugaten® 1 min.	gebrauchsfertig	getränktes Tuch aus Soft-Vlies-Eimer entnehmen und wischen	bei Bedarf	Pflegepersonal
Fußböden	Lysoformin® spezial 0,5 % - 1 h	gebrauchsfertig aus der Dosieranlage	wischen, desinfizierend reinigen	bei Bedarf, mind. 1x wöchentlich	alle Mitarbeiter/innen
Flächen und Einrichtungsgegenstände	Lysoformin® spezial 0,5 %, 1 h	siehe Dosiertabelle	wischen, desinfizierend reinigen	bei Bedarf, mind. 1x wöchentlich	Pflegepersonal
	Fugaten® 1 min.	gebrauchsfertig	getränktes Tuch aus Soft-Vlies-Eimer entnehmen und wischen	bei Bedarf	Pflegepersonal
Stationsküche	Lysoformin® spezial 0,5 % - 1 h	siehe Dosiertabelle	wischen, desinfizierend reinigen, vor Kontakt mit Lebensmitteln mit Trinkwasser abwischen	Fußböden, Arbeitsflächen und Geräte nach Arbeitsschluss; bei groben Verschmutzungen sofort	Personal
Toiletten und sanitäre Einrichtungen	Lysoformin® spezial 0,5 %, 1 h	siehe Dosiertabelle	wischen, desinfizierend reinigen	täglich, bei Bedarf mehrmals	Personal
	Fugaten®-Spray max. 50 ml / m² - 1 min.	gebrauchsfertig	sprühen aus ca. 30 cm Abstand; auf trockene Flächen	bei Bedarf	Personal
Badewannen und Duschen	Lysoformin® spezial Konzentrat, 5 min.	siehe Dosiertabelle	nach abtrocknen auswischen und nach der Einwirkzeit mit Wasser ausspülen	nach Benutzung	Pflegepersonal
Kranken, Nacht- und Rollstühle	Lysoformin® spezial 0,5 % - 1 h	siehe Dosiertabelle	wischen, desinfizierend reinigen	bei Bedarf, mind. 1x wöchentlich	Pflegepersonal
	Fugaten® 1 min.	gebrauchsfertig	getränktes Tuch aus Soft-Vlies-Eimer entnehmen und wischen	bei Bedarf	Pflegepersonal
Urinale Steckbecken	thermische Desinfektion in der Fäkalspüle		automatisch	nach Gebrauch	Pflegepersonal
Abfallbehälter	Lysoformin® spezial 0,5 % - 1 h	siehe Dosiertabelle	wischen, desinfizierend reinigen	bei sichtbarer Verschmutzung	Personal
Plastiksäcke			sammeln, verschließen, nach Vorschrift entsorgen	täglich	Personal
spitze, scharfe Gegenstände wie Einmalkanülen, Nadeln			in stichfestem Behälter sammeln und sachgerecht entsorgen	bei Bedarf	Pflegepersonal
Plastiksäcke					

Menge	Konzentration									
	0,25 %	0,50 %	0,75 %	1,00 %	1,50 %	2,00 %	3,00 %	4,00 %	5,00 %	
2 Liter	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	
3 Liter	8 ml	15 ml	23 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	
4 Liter	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	

Die Menge des Wassers errechnet sich, wenn von der gewünschten Menge der Gebrauchsverdünnung die Menge des Desinfektionsmittels abgezogen wird.

**Lt. TRBA 250 sind beim Umgang mit Flächen- und Instrumenten-Desinfektionsmitteln geeignete Schutzmaßnahmen einzuhalten.**

AHD 2000®: 100g Lösung enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 79,9 g Ethanol 96 %; Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Macroglygycerolcoocata, Geruchsstoffe, Milchsaure, Gereinigtes Wasser. Besondere Hinweise: Äußerlich unverdünnt anwendbar! Leichtentzündlich! Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion, Haut-Desinfektion, Zul.-Nr. 6339804.00.00

Es gilt die Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe "Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege" (TRBA 250).

Hospisept®: 100g Lösung enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 55g Propanol-1-ol (Ph.Eur.), 15,84 g Ethanol 96 %; Sonstige Bestandteile: Dibutyladipat, Butan-2-on, Gereinigtes Wasser. Besondere Hinweise: Äußerlich unverdünnt anwendbar! Leichtentzündlich! Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion, Haut-Desinfektion, Zul.-Nr. 6339833.00.00

Arzneimittel nicht über 25°C, nicht in der Nähe von Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbewahren! Die Präparate sollen gem. Arzneimittelgesetz nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin | Tel.: (030) 7799 2 - 0 | www.lysoform.de

(Unterschrift des Hygieneverantwortlichen)

Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik anzupassen.  
Dieser Plan behält unabhängig vom Erstellungsdatum bis auf Widerruf des Hygieneverantwortlichen seine Gültigkeit.